

Video Laringoscopia IES Medical



Anestesia



UCI



Urgencias



Otorrinolaringología



Respiratorio





S-VL-01

Video laringoscopia de palas desechables IES Medical
Solución para manejo de vía aérea

— S-VL-01 —

Video laringoscopio de palas desechables IES Medical

Solución para manejo de vía aérea

S-VL-01

Compacto y ergonómico

Robusto bastidor metálico de manejo
Rápido montaje y desmontaje de las palas
Botón de cámara de disparo rápido para hacer fotos y vídeos
Diferentes tamaños de palas adecuados para todo tipo de pacientes

Diseño seguro

Palas de PC de grado médico
COMPATIBILIDAD BIOLÓGICA APROBADA POR ISO 10933

Alta definición

Pantalla de alta resolución de 3,5-10 pulgadas
Lente megapixel
Tratamiento antivaho en la lente y en las palas desechables
Salida de señal HDMI, disponible para conectar con una pantalla más grande para fines de formación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOST

Tamaño	3,5 / 10 pulgadas
Pantalla	Pantalla táctil
Resolución	640 x 480 / 1280 x 800
Frecuencia de refresco vídeo	30 fps / 60 fps
Relación de aspecto	4:3
Iluminación	LED
Rotación	U/D 150° I/D 270°

Función	Foto/Vídeo/Revisión/Audio Repetición/Ajuste de tiempo
---------	--

BATERÍA

Tipo	Batería de litio recargable
Larga duración	200 minutos
Tensión	3,7V / 12V
Capacidad	2000mAh / 4000mAh
Ciclo de vida de la batería	≥ 500 cargas
Tiempo de carga	≤ 3 horas

SALIDA HDMI

Transmite vídeo en tiempo real a una pantalla médica independiente Ideal para formación y presentaciones


SALIDA DE DATOS

Salida Tipo-C
Formato JPG/MOV para imagen/vídeo

CÁMARA

Resolución	1280 x 720 p
FOV	70°
Iluminancia	≥800LUX

S-VL-01 Pala desechable					
Número de pieza	VLB01	VLB02	VLB03	VLB04	VLB05
Especificación	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	D-Blade
Aplicación	Infantil	Niños	Adulto	Adulto grande	Vía aérea difícil
ID de intubación	2.5-4.5	4.5-6.0	6.0-9.0	7.5-10.0	6.0-10.0
Longitud (mm)	102	110	122	133	122
Estерilización	Limpie la pantalla y el mango con 75% de alcohol, deseche la pala de un solo uso después de usarla.				



S-VL-R

Video Laringoscopia con palas reutilizable IES Medical
Solución para manejo de vía aérea

— S-VL-R —

Video laringoscopio de pala reutilizable IES Medical

Solución para manejo de vía aérea

S-VL-R

Compacto y ergonómico

Robusto bastidor metálico de manejo
Rápido montaje y desmontaje de las palas
Botón de cámara de disparo rápido para hacer fotos y videos
Diferentes tamaños de palas adecuados para todo tipo de pacientes

Diseño seguro

COMPATIBILIDAD BIOLÓGICA APROBADA POR ISO 10933
IPX7 diseño a prueba de agua para manejo de palas reusables

Alta definición

Pantalla de alta resolución de 3,5-10 pulgadas
Lente megapixel
Tratamiento antivaho en la lente y en las palas desechables
Salida de señal HDMI, disponible para conectar con una pantalla más grande para fines de formación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOST

Tamaño	3,5 / 10 pulgadas
Pantalla	Pantalla táctil
Resolución	640 x 480 / 1280 x 800
Frecuencia de refresco vídeo	30 fps / 60 fps
Relación de aspecto	4:3
Iluminación	LED
Rotación	U/D 150° I/D 270°

Función	Foto/Vídeo/Revisión/Audio Repetición/Ajuste de tiempo
---------	--

SALIDA DE DATOS

Salida Tipo-C
Formato JPG/MOV para imagen/vídeo

BATERÍA

Tipo	Batería de litio recargable
Larga duración	200 minutos
Tensión	3,7V / 12V
Capacidad	2000mAh / 4000mAh
Ciclo de vida de la batería	≥ 500 cargas
Tiempo de carga	≤ 3 horas

SALIDA HDMI

Transmita vídeo en tiempo real a una pantalla médica independiente Ideal para formación y presentaciones

CÁMARA

Resolución	1280 x 720 p
FOV	70°
Iluminancia	≥800LUX

S-VL-R Pala reutilizable									
Número de pieza	RH0	RH01	RH02	RH03	RH04	RH05	RH06	RH07	RH08
Especificación	MIL 0	MIL 1	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	D-Blade	D-Blade(S)	D-Blade(L)
Aplicación	Neonatos	Infantil	Infantil	Niños	Adultos	Adulto grande	Vía aérea difícil (Adulto)	Vía aérea difícil (Niños)	Vía aérea difícil (Obesidad)
ID de intubación	2.5-3.0	2.5-4.0	2.5-4.0	4.0-5.0	5.0-7.0	6.0-10.0	5.0-7.0	2.5-4.5	6.0-10.0
Longitud (mm)	65	77	100	108	122	135	128	90	136
Esterilización	Sumergir en solución CIDEX™ OPA durante 10 minutos								



Estilete de Video intubación IES Medical

Solución para manejo de vía aérea

— **S-RVL** —

Estilete de video intubación IES Medical

Solución para manejo de vía aérea

S-RVL

Compacto y ergonómico

Diseño seguro

Compatibilidad biológica aprobada por ISO 10933
IPX7 impermeable, cumple los requisitos de higiene de quirófano

Alta definición

Pantalla de alta resolución de 3,5-10 pulgadas
Lente megapixel
Tratamiento antivaho en la lente
Salida de señal HDMI, disponible para conectar con una pantalla más grande para fines de formación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOST	DP3502/DP10	BATERÍA	DP3502/DP10
Tamaño	3,5 / 10 pulgadas	Tipo	Batería de litio recargable
Pantalla	Pantalla táctil	Larga duración	200 minutos
Resolución	640 x 480 / 1280 x 800	Tensión	3,7V / 12V
Frecuencia de refresco vídeo	30 fps / 60 fps	Capacidad	2000mAh / 4000mAh
Relación de aspecto	4:3	Ciclo de vida de la batería	≥ 500 cargas
Iluminación	LED	Tiempo de carga	≤ 3 horas
Rotación	U/D 150° I/D 270°		
		SALIDA HDMI	
Función	Foto/Vídeo/Revisión/Audio Repetición/Ajuste de tiempo	Transmite vídeo en tiempo real a una pantalla médica independiente Ideal para formación y presentaciones	
		CÁMARA	
SALIDA DE DATOS		Resolución	1280 x 720 p
Salida Tipo-C		FOV	70°
Formato JPG/MOV para imagen/vídeo		Iluminancia	≥800LUX

S-RVL Estilete de intubación reusable						
Número de pieza	VSH01	VSH02	VSH03	VSH04	VSH05	VSH06
Especificación	Maleable	Semi-rígido	Maleable	Semi-rígido	Maleable	Semi-rígido
Aplicación	Adultos	Adultos	Niños/Adultos	Niños/Adultos	Neonatos	Neonatos
ID de intubación	≥5.0	≥5.0	≥4.0	≥4.0	≥2.5	≥2.5
Longitud (mm)	4.5mm	4.5mm	3.7mm	3.7mm	2.0mm	2.0mm
Resolución	1280*720	1280*720	1280*720	1280*720	400*400	400*400
Esterilización	Sumergir en solución CIDEX™ OPA durante 10 minutos					

**Video Laringoscopia con
Palas desechables IES Medical**

S-VL-01

**Video Laringoscopia con
Palas reutilizable IES Medical**

S-VL-R

**Estilete de intubación
reutilizable IES Medical**

S-RVL



S-VL-01 Pala desechable

Número de pieza	VLB01	VLB02	VLB03	VLB04	VLB05
Especificación	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	D-Blade
Aplicación	Infantil	Niños	Adulto	Adulto grande	Vía aérea difícil
ID de intubación	2.5-4.5	4.5-6.0	6.0-9.0	7.5-10.0	6.0-10.0
Longitud (mm)	102	110	122	133	122
Esterilización	Limpie la pantalla y el mango con 75% de alcohol, deseche la pala de un solo uso después de usarla.				

S-VL-R Pala reutilizable

Número de pieza	RH0	RH01	RH02	RH03	RH04	RH05	RH06	RH07	RH08
Especificación	MIL 0	MIL 1	MAC 1	MAC 2	MAC 3	MAC 4	D-Blade	D-Blade(S)	D-Blade(L)
Aplicación	Neonatos	Infantil	Infantil	Niños	Adultos	Adulto grande	Vía aérea difícil (Adulto)	Vía aérea difícil (Niños)	Vía aérea difícil (Obesidad)
ID de intubación	2.5-3.0	2.5-4.0	2.5-4.0	4.0-5.0	5.0-7.0	6.0-10.0	5.0-7.0	2.5-4.5	6.0-10.0
Longitud (mm)	65	77	100	108	122	135	128	90	136
Esterilización	Sumergir en solución CIDEX™ OPA durante 10 minutos								

S-RVL Estilete de intubación reusable

Número de pieza	VSH01	VSH02	VSH03	VSH04	VSH05	VSH06
Especificación	Maleable	Semi-rígido	Maleable	Semi-rígido	Maleable	Semi-rígido
Aplicación	Adultos	Adultos	Niños/Adultos	Niños/Adultos	Neonatos	Neonatos
ID de intubación	≥5.0	≥5.0	≥4.0	≥4.0	≥2.5	≥2.5
Longitud (mm)	4.5mm	4.5mm	3.7mm	3.7mm	2.0mm	2.0mm
Resolución	1280*720	1280*720	1280*720	1280*720	400*400	400*400
Esterilización	Sumergir en solución CIDEX™ OPA durante 10 minutos					

CONTACTO

IES MEDICAL®
www.iesmedical.es

Bizkaia Science and Technology Park,
Ibaizabal bidea, 500. 48160 Derio - Bizkaia

comercial@iesmedical.es
T. +34 944 008 847

IESMEDICAL
Innovation for better care