

Torniquete

CAT - Gen 7

Ref. 30-0001

NSN #: 6515-01-521-7976

La nueva generación del Torniquete C-A-T® (Combat Application Tourniquet®) está probado en el campo de batalla.

Torniquete de molinete **de uso real a una sola mano con una banda corrediza interna para la aplicación de presión circunferencial extremadamente eficaz** sobre las extremidades comprometidas por trauma penetrante. Su exclusivo sistema de doble gancho de sujeción y asa y su uso efectivo en su aplicación agrega una mayor seguridad. El C-A-T es el torniquete preferido del Ejército de los EE.UU. y considerado el más fiable por el personal de policía y los profesionales de los servicios médicos de emergencia en todo el mundo para controlar las hemorragias de los heridos de combate y los pacientes con heridas traumáticas.

¡Premio de uno de los "Diez 10 Mejores Inventos" del Ejército de los EE.UU.!

100% efectivo en ocluir el flujo de sangre de extremidades superiores e inferiores



Características:

Dimensiones: 16,51 x 6,1 x 3,81 cm

Extendido: 95,25 cm

Peso: 82,22 gramos

THE GEN 7 ADVANTAGE DIFFERENCE

1 Single Routing Buckle

Better performance
Decreased blood loss
Effective slack removal
Fewer windlass turns
Simplified training with sigle protocol application standards

2 Windlass Rod

Increased diameter
Enhanced strength
Aggressive ribbing
Improved grip

3 Windlass Clip

Bilateral beveled entry
Rapid windlass lock
Bilateral buttress
Added strength

4 Windlass Strap

Sonic welded to clip for constant contact
Color changed to Gray for tactical considerations

5 Stabilization Plate

Reinforced beveled contact bar
Minimized skin pinching

6 Red Tip Technology™

Red elliptical tip
Added visual cue for application

7 Free-moving Internal Band

Patented band within band
True evenly distributed circumferential pressure

Oficinas centrales
944 008 847

Atención comercial
688 666 089

Teléfono gratuito
900 535 295

email contacto
comercial@iesmedical.es