

Portacamillas versátil, todoterreno, plegable y ligera

Características técnicas

El **Porta Camillas FLAMOR EL2000** es un dispositivo de transporte de pacientes preparado para el acceso en terrenos irregulares y para ser transportado por 1 ó 2 sanitarios.

Sus ruedas de PPL, fibra de vidrio con sistema patentado **Quick Release System**® y asas retráctiles permiten una compatibilidad con una amplia gama de camillas.

Peso: 20 Kg (chasis) + 4 Kg (ruedas)

Dimensiones plegada: 52 x 62 x 84 cm

Dimensiones desplegada: 158 x 62 x 86 cm

Usos:

Sus usos incluyen el transporte con 1 ó 2 sanitarios, cama temporal hospitalaria, transporte de material o cama de exploración.

